

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd150/Slam Conjugué Pour Fc - Q13291

Numéro d'article: CM0008995



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD150/SLAM humain. Validé pour les applications de cytométrie en flux. Convient pour le profilage des cellules immunitaires et les études de signalisation SLAMF1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD150/SLAM conjugué
Remarques/Alias	SLAM ; CD150 ; CDw150
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6504
GeneID	6504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-237 du CD150 humain (NP_003028.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13291
Poids moléculaire protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace