

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd150/Slam Pour Cytométrie En Flux - Q13291

Numéro d'article: CM0010562



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l', spécifique de CD150/SLAM (SLAMF1) humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible la molécule d'activation des lymphocytes de signalisation impliquée dans la régulation des cellules immunitaires et l'interaction hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD150/SLAM mAb
Remarques / Alias	SLAM; CD150; CDw150
Espèce	Humain
Identifiant génétique (Humain)	6504
Identifiant génétique	6504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-237 de CD150 humain (NP_003028.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13291
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace