

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd152/Ctla-4 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P16410

Numéro d'article: CM0005781



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indigé contre CTLA-4 (CD152) humain. Pour cytométrie en flux intracellulaire. Validé sur échantillons humains. Cible d'inhibiteurs de point de contrôle immunitaire, essentiel pour la recherche sur la régulation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détail
Nom du produit	mAb de lapin anti-humain CD152/CTLA-4
Remarques/Alias	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Espèce	Humain
GeneID	1493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-162 de CD152/CTLA-4 humain (NP_005205.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16410
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace