


Lapin Anti-Humain Cd157/Bst-1 Mac Pour Fc - Q10588

Numéro d'article: CM0009617



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD157/BST-1 validé pour la cytométrie en flux. Cible le CD157/BST-1 humain (SWISS Q10588), une ADP-ribosyl cyclase/hydrolase d'ADP-ribose cyclique ancrée par un GPI, impliquée dans la signalisation calcique et la croissance des pré-lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD157/BST-1 mAc
Remarques/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	683
ID de gène	683
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-292 du CD157/BST-1 humain (NP_004325.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q10588
Poids moléculaire	36kDa/29kDa
Expédition	Sac de glace