


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd157/Bst-1 Pour La Cytométrie En Flux - Q10588

Numéro d'article: CM0010958



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD157/BST-1 humain. Validé pour la cytométrie en flux, réagit avec l'humain. Idéal pour l'étude du CD157/BST-1 dans la signalisation calcique et la croissance des pré-cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD157/BST-1
Remarques/Alias	CD157 ; cADPR2 ; BST1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	683
GeneID	683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-292 du CD157/BST-1 humain (NP_004325.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q10588
Poids moléculaire de la protéine	36kDa/29kDa
Expédition	Sac de glace