

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd158 Humain (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Pour Cytométrie En Flux - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Numéro d'article: CM0011072

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à , ciblant le CD158 humain (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) pour la cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains, cet anticorps permet une analyse précise des récepteurs des cellules NK dans le cadre de recherches en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD158 humain (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5)
Remarques/Alias	NKAT9; CD158G□ CD158A□ NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3810/3808/3806/3802/100132285
GeneID	3810/3808/3806/3802/100132285
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 245 du CD158 humain (NP_055327.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac réfrigérant