

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd158A/Kir2DL1 Pour Cytométrie En Flux - P43626

Numéro d'article: CM0004926



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD158a/KIR2DL1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur les récepteurs des cellules NK et le profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human CD158a/KIR2DL1
Remarques / Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3802
GeneID	3802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 245 de CD158a/KIR2DL1 humain (NP_055033.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43626
Poids protéique	38 kDa / 41 kDa
Expédition	Sachet de glace