

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd161 Humain Pour Fc - Q12918

Numéro d'article: CM0009473



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' spécifique du CD161 humain (KLRB1, NKR-P1A). Validé pour les applications de cytométrie en flux ; convient à l'immunophénotypage des cellules NK, des sous-populations de cellules T et aux tests fonctionnels.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-CD161 humain
Remarques/Alias	NKR ; CD161 ; CLEC5B ; NKR-P1 ; NKRP1A ; NKR-P1A ; hNKR-P1A ; KLRB1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3820
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-225 du CD161 humain (NP_002249.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12918
Poids moléculaire de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace