

Lapin Anti-Humain Cd161 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q12918

Numéro d'article: CM0005577



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD161 humain (KLRB1, NKR-P1A). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la détection des cellules NK et des cellules T mémoire dans des échantillons de sang périphérique et de tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD161 mAb
Remarques/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3820
ID de Gène	3820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-225 du CD161 humain (NP_002249.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q12918
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace