

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd161 Pour Cytométrie En Flux - Q12918

Numéro d'article: CM0004114



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD161 humain (KLRB1, NKR-P1A) pour cytométrie en flux. Spécifique des échantillons humains, il détecte un récepteur membranaire de 25 kDa impliqué dans l'inhibition des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD161 mAb
Remarques / Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3820
Identifiant du gène	3820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-225 du CD161 humain (NP_002249.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12918
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sachet de glace