

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd162/Psgl-1 Pour Fc - Q14242

Numéro d'article: CM0004894



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD162/PSGL-1 humain pour la cytométrie en flux. Cible la molécule d'adhésion leucocytaire cruciale dans l'inflammation et l'entrée virale. Convient pour la recherche sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain CD162/PSGL-1
Remarques/Alias	CLA ; CD162 ; PSGL1 ; PSGL-1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6404
GenelD	6404
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-295 du CD162/PSGL-1 humain (NP_002997.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14242
Poids moléculaire de la protéine	43kDa/44kDa
Expédition	Sac de glace