

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd162/Psgl-1 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q14242

Numéro d'article: CM0003998



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD162/PSGL-1 humain, un ligand des sélectines. Validé pour la cytométrie en flux (FC) sur les leucocytes humains. Idéal pour la recherche en immunologie et inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD162/PSGL-1 conjugué
Remarques/Alias	CLA ; CD162 ; PSGL1 ; PSGL-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6404
GeneID	6404
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-295 du CD162/PSGL-1 humain (NP_002997.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14242
Poids moléculaire protéique	43kDa/44kDa
Expédition	Sac de glace