


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd166/Alcam Conjugué Pour Fc - Q13740

Numéro d'article: CM0008976



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité conjugué à l' dirigé contre le CD166/ALCAM humain. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'activation des lymphocytes T, l'adhésion cellulaire et la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD166/ALCAM mAb
Remarques/Alias	ALCAM; CD166; MEMD; Antigène CD166
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	214
ID de gène	214
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13740
Poids de la protéine	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Expédition	Sac de glace