


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd166/Alcam Humain Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q13740

Numéro d'article: CM0009334



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' spécifique du CD166/ALCAM humain (UniProt Q13740), conçu pour la cytométrie en flux. Le CD166 médie l'adhésion cellulaire, l'activation des lymphocytes T et la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD166/ALCAM humain
Remarques/Alias	MEMD; CD166
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	214
GeneID	214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-526 du CD166/ALCAM humain (NP_001618.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13740
Poids de la protéine	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Expédition	Sac de glace