

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd16B Pour Fc - O75015

Numéro d'article: CM0008051



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre le CD16b humain (FCGR3B). Conçu pour la cytométrie en flux, il détecte le récepteur Fc des IgG de faible affinité sur les neutrophiles. Utile pour la recherche en immunologie et sur les complexes immuns.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD16b
Remarques/Alias	CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2215
GeneID	2215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 du CD16b humain (NP_000561.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75015
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Glacière