

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Human Cd16B Pour Cytométrie En Flux - O75015

Numéro d'article: CM0009097



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD16b humain (FcγRIIIb) pour cytométrie en flux. Récepteur Fc de faible affinité pour l'IgG exprimé sur les neutrophiles ; adapté pour les études sur les complexes immuns.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Human CD16b
Remarques/Alias	CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
Espèce	Humain
ID de gène	2215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 du CD16b humain (NP_000561.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75015
Poids de la protéine	26KDa
Expédition	Sac de glace