


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd170/Siglec-5 Pour Fc - O15389

Numéro d'article: CM0011369



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD170/Siglec-5 humain, validé pour la cytométrie en flux. Détecte la lectine 5 de type Ig liant l'acide sialique, une molécule d'adhésion sur les cellules myéloïdes. Convient pour les études d'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD170/Siglec-5
Remarques/Alias	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8778
GeneID	8778
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-434 du CD170/Siglec-5 humain (NP_003821.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15389
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace