


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd170/Siglec-5 Pour La Cytométrie En Flux - O15389

Numéro d'article: CM0007920



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD170/Siglec-5 humain pour la cytométrie en flux. Convient pour les études sur les cellules myéloïdes ; réagit de manière croisée avec l'humain. UniProt : O15389.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD170/Siglec-5
Remarques/Alias	CD170 ; OBBP2 ; CD33L2 ; OB-BP2 ; SIGLEC-5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8778
GeneID	8778
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-434 du CD170/Siglec-5 humain (NP_003821.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15389
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace