

Lapin Anti-Humain Cd171/L1Cam Mab - P32004

Numéro d'article: CM0004097



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD171/L1CAM validé pour la cytométrie en flux (FC) sur échantillons humains. Cible la molécule d'adhésion cellulaire neurale L1, critique pour le développement neuronal et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD171/L1CAM mAb
Remarques/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Espèce	Humain
GeneID	3897 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-1120 du CD171/L1CAM humain (NP_000416.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32004
Poids moléculaire	140kDa
Expédition	Sac de glace