

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd171/L1Cam Pour Cytométrie En Flux - P32004

Numéro d'article: CM0008875



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la molécule d'adhésion cellulaire neuronale L1 humaine CD171/L1CAM. Validé pour la cytométrie en flux, adapté à la recherche en neuroscience, sur la migration neuronale et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD171/L1CAM mAb
Remarques / Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3897
Identifiant de gène	3897
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-1120 de la protéine humaine CD171/L1CAM (NP_000416.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32004
Poids de la protéine	140kDa/139kDa
Expédition	Sac de glace