

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd171/L1Cam Pour Cytométrie En Flux - P32004

Numéro d'article: CM0008419



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la protéine humaine CD171/L1CAM, validé pour la cytométrie en flux (CF). Idéal pour les études d'adhésion neuronale, avec un poids protéique de 140 kDa. Expédié dans un sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD171/L1CAM
Remarques / Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3897
GeneID	3897
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-1120 de CD171/L1CAM humain (NP_000416.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32004
Poids protéique	140 kDa
Expédition	Sac de glace