


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd172A/Sirpα Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P78324

Numéro d'article: CM0009591



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD172a/SIRPα humain (SWISS : P78324). Validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de la signalisation des cellules immunitaires, de la régulation de la phagocytose et des interactions des récepteurs inhibiteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD172a/SIRPα
Remarques/Alias	BIT ; MFR ; P84 ; SIRP ; MYD-1 ; SHPS1 ; CD172A ; PTPNS1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	140885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-370 du CD172a/SIRPα humain (NP_542970.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78324
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace