


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd172A/Sirpα Conjugué Abflo 647 Pour Cytométrie En Flux - P78324

Numéro d'article: CM0010430



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'Abflo 647 dirigé contre le CD172a/SIRPα humain (UniProt P78324). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la signalisation CD47-SIRPα, de la régulation de la phagocytose et de la recherche sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD172a/SIRPα mAb
Remarques/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Espèce	Humain
ID de gène	140885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-370 du CD172a/SIRPα humain (NP_542970.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78324
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace