


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd172B Humain Pour Cytométrie En Flux - O00241

Numéro d'article: CM0009457



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD172b humain (SIRP-bêta-1). Validé pour la cytométrie en flux, réagit avec l'humain. Immunogène recombinant, poids moléculaire 43 kDa. Idéal pour l'étude de la signalisation des cellules myéloïdes et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-CD172b humain
Remarques/Alias	CD172b; SIRP-BETA-1
Espèce	Humain
GeneID	10326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-371 du CD172b humain (NP_006056.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00241
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace