


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd172B Humain Pour Cytométrie En Flux - O00241

Numéro d'article: CM0007767



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre CD172b humain (SIRP-bêta-1) pour la cytométrie en flux (FC). Validé pour les échantillons humains. Convient aux études sur la régulation myéloïde et la voie SYK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD172b humain de lapin
Remarques/Alias	CD172b ; SIRP-BETA-1
Espèce	Humaine
GenelD	10326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 371 de CD172b humain (NP_006056.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O00241
Poids moléculaire	43 kDa
Expédition	Poche réfrigérante