

Lapin Anti-Humain Cd177 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q8N6Q3

Numéro d'article: CM0011703

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant l'antigène CD177 humain. Validé pour la cytométrie en flux (FC) pour étudier la fonction, l'adhésion et la migration des neutrophiles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD177 mAb
Remarques/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antigène CD177
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57126
GeneID	57126
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-407 du CD177 humain (NP_065139.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8N6Q3
Poids Protéique	15kDa/27kDa/46kDa
Expédition	Sac de glace