

Lapin Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd177 () Pour Cytométrie En Flux - Q8N6Q3

Numéro d'article: CM0010325

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD177 humain, conjugué à l' pour la cytométrie en flux. Reconnaît un récepteur ancré par GPI spécifique des neutrophiles impliqué dans l'activation et la migration. Convient pour la recherche en immunologie, inflammation et hématologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD177 mAb
Remarques/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antigène CD177
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57126
GeneID	57126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 22-407 du CD177 humain (NP_065139.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Cytométrie en Flux (FC)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8N6Q3
Poids Protéique	15kDa/27kDa/46kDa
Expédition	Sac de glace