

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd185/Cxcr5 Pour Cf - P32302

Numéro d'article: CM0005585

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD185/CXCR5 humain. Conçu pour la cytométrie en flux, utile pour la recherche sur la migration des lymphocytes B et le lymphome de Burkitt. Réactivité croisée confirmée avec l'homme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD185/CXCR5
Remarques / Alias	BLR1 ; CD185 ; MDR15
Espèce	Humain
GeneID (humain)	643
GeneID	643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-47 de la protéine humaine CD185/CXCR5 (NP_033981.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32302
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace