

Lapin Anti-Humain Cd185/Cxcr5 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P32302

Numéro d'article: CM0009055

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD185/CXCR5 validé pour la cytométrie en flux, idéal pour la recherche sur la migration des cellules B et le lymphome de Burkitt. Approvisionnement unique de matières premières pour IVD chez CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD185/CXCR5 mAb
Remarques/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Espèce	Humain
GeneID (humain)	643
GeneID	643
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-47 du CD185/CXCR5 Humain (NP_001707.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P32302
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace