


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd197/Ccr7 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P32248

Numéro d'article: CM0007918



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD197/CCR7 humain, validé pour la cytométrie en flux. Détecte un GPCR de 43 kDa impliqué dans le homing lymphocytaire, idéal pour la recherche en immunologie et sur l'EBV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD197/CCR7 conjugué
Remarques/Alias	BLR2 ; EBI1 ; CCR-7 ; CD197 ; CDw197 ; CMKBR7 ; CC-CKR-7
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1236
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-59 du CD197/CCR7 humain (NP_001829.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32248
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace