


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd1B Pour Fc - P29016

Numéro d'article: CM0011581



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD1b humain (SWISS P29016) pour cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la présentation d'antigènes lipidiques et des réponses des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD1B
Remarques/Alias	R1; CD1; CD1A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	910
Identifiant du gène	910
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-303 de la protéine CD1B humaine (NP_001755.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29016
Poids de la protéine	37kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace