


Lapin Anti-Humain Cd1C Anticorps Monoclonal Pour Fc - P29017

Numéro d'article: CM0012411



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD1c conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux. Cible la molécule de présentation d'antigènes lipidiques CD1c (UniProt P29017). Idéal pour l'étude de l'immunologie des cellules T, de la présentation des antigènes et des malignancies lymphoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD1c mAb
Remarques/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	911
GeneID	911
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-298 du CD1c humain (NP_001756.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29017
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace