


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd1C Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P29017

Numéro d'article: CM0006262



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD1c humain, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD1c humain, réagit avec les cellules dendritiques et les thymocytes corticaux. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD1c conjugué
Remarques/Alias	R7 ; CD1 ; CD1A ; BDCA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	911
GeneID	911
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-298 du CD1c humain (NP_001756.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29017
Poids moléculaire protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace