


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd1C Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P29017

Numéro d'article: CM0005987



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD1c humain, une protéine de présentation d'antigènes lipidiques. Optimisé pour la cytométrie en flux (FC) sur échantillons humains. Validé pour une utilisation en recherche en immunologie et dans les études sur les cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD1c conjugué
Remarques/Alias	R7 ; CD1 ; CD1A ; BDCA1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	911
Identifiant du gène	911
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-298 du CD1c humain (NP_001756.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29017
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace