


Lapin Anti-Homme Cd1D Macm - P15813

Numéro d'article: CM0009531



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la CD1d humaine, une glycoprotéine de présentation antigénique clé pour les glycolipides. Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche en biologie des cellules NKT et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD1d mAb
Remarques / Alias	R3; CD1A; R3G1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	912
GeneID	912
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-301 de la CD1d humaine (NP_001757.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15813
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace