

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd1D Humain Pour Cytométrie En Flux - P15813

Numéro d'article: CM0011989



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD1d humain (P15813). Validé pour la cytométrie en flux pour l'étude de la présentation des glycolipides et la biologie des cellules NKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human CD1d
Remarques / Alias	R3; CD1A; R3G1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	912
Identifiant du gène	912
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-301 de la protéine CD1d humaine (NP_001757.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15813
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac isotherme