

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd1D Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P15813

Numéro d'article: CM0005991

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD1d humain (clone R3G1). Validé pour la cytométrie en flux, ciblant le récepteur présentant des glycolipides (UniProt P15813). Idéal pour les études sur les cellules NKT et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD1d humain
Remarques/Alias	R3, CD1A, R3G1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	912
GeneID	912
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-301 du CD1d humain (NP_001757.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15813
Poids moléculaire protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace