


Ac Monoclonal De Lapin Anti-Cd2 Humain - P06729

Numéro d'article: CM0012209



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD2 humain (LFA-2, SRBC), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes T et des cellules NK ainsi que pour les études d'adhésion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD2 humain
Remarques/Alias	T11 ; SRBC ; LFA-2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	914
ID du gène	914
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace