


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd2 Humain Pour Fc - P06729

Numéro d'article: CM0012787



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin de haute qualité se liant spécifiquement au CD2 humain (T11, LFA-2), validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'étude des mécanismes d'adhésion et de signalisation médiés par les lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD2 humain
Remarques/Alias	T11 ; SRBC ; LFA-2
Espèce	Humain
GeneID	914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 209 du CD2 humain (NP_001758.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace