

Lapin Anti-Humain Cd2 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P06729

Numéro d'article: CM0010833



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin marqué ciblant le CD2 humain (T11, LFA-2), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît une glycoprotéine de surface des lymphocytes T de 39 kDa impliquée dans l'adhésion et la signalisation. Idéal pour l'analyse des sous-populations lymphocytaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD2 mAb
Remarques/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Espèce	Humain
ID de gène	914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-209 du CD2 humain (NP_001758.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace