


Lapin Anti-Humain Cd2 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P06729

Numéro d'article: CM0008269



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD2 humain, validé pour la détection par cytométrie en flux. Convient pour les applications de recherche sur les cellules T et les cellules NK. Matériau brut pour DIV pour le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD2 mAb
Remarques/Alias	CD2; LFA-2; SRBC; T11; molécule CD2
Espèce	Humain
ID de Gène	914 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-209 du CD2 humain (NP_001758.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace