

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd200/Ox2 Humain Pour Cytométrie En Flux - P41217

Numéro d'article: CM0008937

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD200/OX2 humain. Validé pour les applications de cytométrie en flux sur des échantillons humains. Utile pour l'étude de la costimulation des lymphocytes T et de l'activité des cellules myéloïdes. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD200/OX2 humain
Remarques/Synonymes	CD200 ; MOX1 ; MOX2 ; MRC ; OX-2 ; molécule CD200
Espèce	Humain
ID du gène	4345
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41217
Poids de la protéine	30 kDa/31 kDa/32 kDa
Expédition	Sac de glace