

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd200/Ox2 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P41217

Numéro d'article: CM0008535

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à , reconnaissant spécifiquement le CD200/OX2 humain. Convient pour la cytométrie en flux dans les études de régulation immunitaire. P41217.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD200/OX2 conjugué
Remarques/Alias	CD200 ; MOX1 ; MOX2 ; MRC ; OX-2 ; molécule CD200
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-232 du CD200/OX2 humain (NP_001352780.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41217
Poids moléculaire de la protéine	30kDa/31kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace