


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd200R Humain Pour Cytométrie En Flux - Q8Td46

Numéro d'article: CM0009261



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD200R humain (OX2R). Conçu pour les applications de cytométrie en flux (FC). Spécifique du récepteur 1 du CD200 humain, un récepteur inhibiteur de point de contrôle immunitaire impliqué dans la régulation de l'inflammation. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD200R humain
Remarques/alias	OX2R ; MOX2R ; CD200R ; HCRTR2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	131450
ID du gène	131450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 240 du CD200R humain (NP_740750.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TD46
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa/21 kDa/37 kDa/39 kDa
Expédition	Sac de glace