


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd200R Humain Pour Cytométrie En Flux - Q8Td46

Numéro d'article: CM0009025



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD200R humain, conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux. Détecte l'expression du récepteur CD200 sur les cellules immunitaires dans la recherche en immuno-oncologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human CD200R
Remarques / Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	131450
Identifiant du gène	131450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-240 du CD200R humain (NP_740750.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TD46
Poids de la protéine	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
Expédition	Sac isotherme