


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd201/Epcr Pour Cytométrie En Flux - Q9Unn8

Numéro d'article: CM0011356



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD201/EPCR humain (EPCR). Validé pour la cytométrie en flux, il se lie au récepteur endothélial de la protéine C impliqué dans la coagulation. Idéal pour le développement de tests de diagnostic in vitro et la recherche sur l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD201/EPCR
Remarques / Alias	PROCR ; CCCA ; CCD41 ; EPCR ; récepteur de la protéine C
Espèce	Humain
ID du gène	10544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-210 du CD201/EPCR humain (NP_006395.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UNN8
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace