


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme Cd201/Epcr Pour Cytométrie En Flux - Q9Unn8

Numéro d'article: CM0008301



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD201/EPCR humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la voie anticoagulante de la protéine C et de la biologie des cellules endothéliales dans la recherche sur l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Homme CD201/EPCR mAcM
Remarques / Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; récepteur de la protéine C
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10544
GenelD	10544
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-210 de CD201/EPCR humain (NP_006395.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UNN8
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace