


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd201/Epcr Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Unn8

Numéro d'article: CM0008533



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD201/EPCR humain, conjugué à pour la cytométrie en flux. Détecte le CD201/EPCR endogène sur les cellules endothéliales. Idéal pour la recherche sur l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD201/EPCR humain
Remarques/Alias	PROCR ; CCCA ; CCD41 ; EPCR ; récepteur de la protéine C
Espèce	Humaine
ID du gène	10544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 210 du CD201/EPCR humain (NP_006395.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UNN8
Masse protéique	26 kDa
Expédition	Avec pack de glace