


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd201/Epcr Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Unn8

Numéro d'article: CM0004546



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD201/EPCR humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la voie anticoagulante de la protéine C dans les cellules endothéliales, la recherche sur la coagulation et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	mAb lapin anti-CD201/EPCR humain
Remarques / Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; récepteur de la protéine C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10544
GeneID	10544
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-210 du CD201/EPCR humain (NP_006395.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UNN8
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace