


Mab Lapin Anti-Cd204 Humain Pour Fc - P21757

Numéro d'article: CM0009287



Introduction

Anticorps monoclonal conjugué, lapin anti-CD204 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible le récepteur scavenger de macrophages humain MSR1 (CD204), un récepteur clé dans l'absorption des LDL modifiés et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD204 humain
Remarques / Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Espèce cible	Humain
ID du gène (humain)	4481
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-451 de la protéine CD204 humaine (NP_619729.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
Numéro d'accès UniProt	P21757
Poids de la protéine	40kDa/43kDa/50kDa
Expédition	Sac de glace